

Правила за добра медицинска практика при обработка и отговор на онкопрофилактични намазки от маточна шийка

Приети на общо събрание на Сдружение Българско дружество по патология, 18. 06. 2022 г.

1. Намазките да се вземат с подходящи за целта средства – шпатули и четки (спираловидни и тип Cytobrush), да се избягва вземане на материал с памучен тампон.
2. Намазките да се изпращат в подходящи касети за 1 или 2 препарата, като се избягва увиване, слепване на препаратите един за друг.
3. Фишовете от АГ-специалиста да съдържат:
 - възраст на пациентката, дата на последен менструален цикъл, контрацепция, колпоскопски промени /ако е правена колпоскопия/, общи заболявания, бременност, предходна терапия, вкл. лъчелечение и др.
 - име на изпращащия АГ специалист и осигурена възможност за контакт /телефон или e-mail и пр./.
4. Материалите да бъдат акуратно обозначени - да бъде отбелязано откъде е взет материала – V-вагина, PUCU– екзоцервикс, CC – ендоцервикс. Да се следи номерът (баркодът) на намазката да съответства на номера (баркода) на фиша.
5. Правилна фиксация на препаратите:
 - За конвенционална намазка – в 70° етанол за 10 мин. или фиксиращ спрей;
 - За течно –базирана цитология – в съответната за апарата фиксираща течност до 6 седмици.
6. Задължително е оцветяването по Папаниколау или модификации.
7. Да се следи за спазването на стандарта при течно-базираните цитологии – т.е. 40 клетки на поле x10 или средно по 4 клетки на поле при увеличение x40.
8. Отговор по системата Бетезда, актуалната модификация е задължително.

9. Задължително се отговаря от лекар със специалност по „Обща и клинична патология“ или „Патоанатомия и цитопатология“. На фиша следва да има имена и подпис на лекаря.
10. В препоръките към АГ-специалиста да се отбелязва кратко и точно само нарушението, което дава основание за отговора.
11. Описание е необходимо само при диагностични цитонамазки за корелация с колпоскопската находка.
12. Срок на отговор – 25 работни дни за профилактична/скринингова цитонамазка и 7 работни дни за диагностична цитонамазка.
13. Време на съхранение /архиваране/ на цитонамазките –3 години или до следваща скринингова цитонамазка, като се съхраняват всички препарати независимо от резултата, вкл. цитонамазки в норма.